

Lampe chauffante rat souris

SKU : VI-RC-LAMPIR

V1.1

Montage :





Lampe à support céramique alim. Secteur 220 V/50 Hz.

Ampoule 300 W Max Format douille E27 et interrupteur ON/OFF.

Assurez vous de la température d'équilibre en surface avant de placer vos animaux

Éviter la proximité d'eau ou autre liquide

Veillez à couper le courant avant de changer ou intervenir sur l'ampoule

Ne pas toucher le support ni la douille pendant l'utilisation, attendre minimum 10 minutes après extinction pour éviter toute brûlure.



Aniphy

Instruments that work !

INSTRUMENTS AND CONSUMABLES FOR
RESEARCH ON NEUROSCIENCES,
PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY IN
VIVO.

+33 768 725 998
aniphy.com